

ECOSYL


Silážní přípravek

u něhož je vědecky prokázáný účinek bakterií mléčného kvašení kmene MTD/1. Možno použít ve vodě rozpustný, nebo ve formě granulátu. Je určen pro všechny druhy píce, včetně vojtěškové senáže, kukuřičné siláže, vlhké zrno kukuřice, trav, čirok a obilní GPS.


PROKÁZANÝ VLIV NA FERMENTAČNÍ PROCES

- Prokázáný účinek u více jak 200 nezávislých pokusů
- Rychlá produkce kyseliny mléčné urychlí snížení pH siláže
- Efektivnější fermentace sníží ztráty sušiny
- Potlačení proteolýzy – nižší obsah čpavku

**Ne jako ostatní inokulanty, exklusivní bakteriální kmen MTD11 firmy ECOSYL je nezávislými organizacemi prověřen a výsledky pokusů jsou publikovány ve vědecké literatuře*




Vliv ECOSYLu na fermentaci vojtěšky a kukuřičné siláže



PROKÁZANÝ ÚČINEK NA ZVÍŘATECH

- Vyšší příjem sušiny o 5%
- 15 nezávislých pokusů s dojnícemi
 - MTD/1 stabilně zvyšuje produkci mléka
 - V průměru zvýší užitkovost o 1.2 litrů/dojnici/den
- 19 nezávislých pokusů ve výkrmu
 - V průměru o 15 % vyšší denní přírůstky
- Prokázán široký účinek pro různé pícniny a podmínky pěstování



ECOSYL

Silážní přípravek

Možnost použití pro ultra nízký objem ULV (ultra low volume)

Za účelem minimalizace prostoje a potřeby vody, může být ECOSYL aplikován použitím zařízení, vybavené systémem ULV.

- Vynikající schopnost mísitelnosti a tvoření suspenze
- Suspenze zůstává i při vysoké koncentraci
- Bakterie zůstávají životaschopné v koncentrované formě do 2 dnů při teplotě prostředí 20° C
- Koncentrát můžete skladovat do 5 dnů v ledničce (podle grafu)

ECOSYL - MOŽNOSTI & POUŽITÍ

- Balení je určeno pro použití v tekuté formě na 50 & 200 tun píce
- Flexibilní aplikace:
Standartní aplikace: rozředit 1 láhev následovně: 50T/100L; 200T/400L. Použít v dávce 2 litrů/tunu píce
Aplikace ULV: Míchání a aplikace podle instrukčních pokynů pro speciální aplikátory - např. pro aplikaci 40 ml/tunu, roztok z láhve 200T v 8 litrech
- Aplikací roztok je stabilní 2 dny při okolní teplotě. Koncentrát (otevřená láhev) může být uskladněna v ledničce při teplotě (5°C) na dobu do 5 dnů beze ztráty životaschopnosti bakterií
- Neotevřená láhev nebo pytel může být skladován do 3 let na chladném a suchém místě



VÝROBEK GARANTUJE

ECOSYL garantuje minimálně 1,000,000 živých bakterií *Lactobacillus plantarum kmene MTD/1* na gram píce v případě užití dle návodu.

Použití silážního přípravku

ECOSYL- silážní přípravek je prověřen na zvýšení kvality siláže, ale není všelékem a nemůže být účinný při špatném technologickém postupu (např. pomalé naskladňování, špatné dusání, špatné uzavření, při kontaminaci hlinou), špatných klimatických podmínkách a špatné technologii zkrmování.

'ECOSYL' a 'MTD/1' je registrován ochrannou známkou ECOSYL Products s.r.o.



Zastoupení v ČR:

One Genstar Drive, Joliet, IL 60435
Tel : 1-800-759-7569
www.ecosyl.com, e-mail: info@ecosyl.com

EURO BAGGING, s.r.o
Ppůmyslová 2082, 594 01 Velké Meziříčí
e-mail: prodej@eurobagging.com tel: 566 543 930